

《歯科エキスパートシステム 評価版のインストール手順》

ここでは、歯科エキスパートシステム 評価版のインストール手順について説明しています。

インストールを始める前に必ず【注意事項】をお読みください。

【注意事項】

- ・ 他社のレセコンソフトを利用しているコンピュータにはインストールしないでください。
歯式を表す文字には Windows にはない特殊な文字が多いため、各社独自に外字ファイルを登録し利用している場合があります。この外字ファイルが上書きされ、正しく動作しなくなる場合があるためです。
- ・ 歯科エキスパートシステムは下記の OS で動作します。

OS のバージョン	32 ビット版OS	64 ビット版OS
Windows 10	○インストール可	○インストール可
Windows 11		○インストール可

- ・ **評価版はインストール日から 1 年間利用できるようになっております。**

【注意事項】をお読みにになり、下記の手順に従いインストールを行います。

(1) ユーザーアカウントが半角英数字となっているか確認する

下記の確認方法で、コンピュータを利用しているユーザーアカウントが『半角英数字』となっていることを確認します。『漢字』、『ひらがな』、『カタカナ』、『全角英数字』などの全角文字が1文字でも利用されているとインストール途中でエラーが発生しインストールが失敗します。

- ① [Windows タスクマネージャー]を以下の手順で表示します。
[Ctrl]+[Alt]+[Del]キーを押してから[タスクマネージャー]を選択する
- ② [ユーザー]タブで現在コンピュータを利用しているユーザーアカウントが『半角英数字』となっていることを確認します。



(2) コンピュータへ初期設定を行う

別紙「歯科エキスパートパソコン共通設定手順」に従い、設定を行います。

(3) 歯科エキスパートシステムをインストールする

- ① [ディスク 1] を挿入し、「01VerXXXX 歯科E x 評価版インストーラ」フォルダを開きます。
- ② フォルダの中に [ TrialSetupExpert.exe] というファイルがありますので、ダブルクリックして手順に従って実行します。

下記の画面では「次へ」をクリックします。



- ③ 画面の指示に従い、インストールを進めてください。

※下記の画面が表示される場合があります。


コンピュータがインターネットに接続されている場合

[この機能をダウンロードしてインストールする] をクリックします。

コンピュータがインターネットに接続されていない場合

[キャンセル] をクリックし、作業を中断します。

お手数ですが、エーアイクリエイイトまでお問い合わせ下さい。



- ④ インストール完了後、コンピュータを再起動してください。

(4) 歯科エキスパートシステムをバージョンアップする


- ① [ディスク 1] を挿入し、「03 バージョンアップ」フォルダを開きます。
- ② フォルダの中に「VerXXXXX.EXE」という **ファイルがある場合** は、XXXXX の数字の部分が小さい順に、ダブルクリックしてバージョンアップを実行してください。「03 バージョンアップ」フォルダ内に、**ファイルが1つも存在しない場合** は、前述の歯科エキスパートシステムのインストール作業で最新バージョンが提供されていますのでバージョンアップを行う必要はありません。

(5) 医療辞書の登録をする

下記の手順で医療辞書をカナ漢字変換ソフト※に登録します。

※ここではWindows に標準で用意されている カナ漢字変換ソフトIME での辞書登録の方法を説明しています。他のカナ漢字変換ソフト（ATOK など）をご利用の場合は、IME で登録されている辞書を取り込む機能がそなわっている場合がありますので、そちらを参照してください。他のカナ漢字変換ソフトで IME の辞書を取り込む方法や使用方法については、お使いのカナ漢字変換ソフトのメーカーへお問い合わせください。


① IME 辞書ツールを起動します。

- 画面右下の  のように表示されている部分の  または  のように表示されている部分の  の部分で右クリックして、[ユーザー辞書ツール]※をクリックします。


※[ユーザー辞書ツール]が見つからない場合は[単語の追加]をクリックし、[単語の登録]画面左下の[ユーザー辞書ツール]をクリックします。

② テキストファイルから医療辞書を追加します。

- [ツール]→[テキストファイルからの登録]を選択します。



- [ファイルの場所]の[▼]をクリックし[ディスク 1]の中にある「04 医療辞書」フォルダを選択します。「医療辞書.txt」が表示されるので「医療辞書.txt」を選択して開くボタンを押してください。



(6) Adobe Reader をインストールする

お使いのコンピュータに Adobe Reader がインストールされていない場合は Adobe Reader をインストールしてください。マニュアルを参照する場合などに必要になります。

- ① 既にインストールされているかどうか確認する方法は以下です。

[ディスク 1]の中に以下のようなアイコンが表示されているようであれば、既にインストールされています。表示されていないようであれば、次の②へ進みインストールを実行してください。



- ② Adobe Reader をインストールします。

最新の Adobe Reader をインターネットなどから取得できる方はそちらをご利用ください。できない方は以下を参考にインストールをしてください。

[ディスク 1]を挿入し、「05AdobeReader インストーラ」フォルダ中の


「AcroRdrDCx862200220191_ja_JP.exe」ファイルをダブルクリックし、手順に従って実行してください。

(7) 歯科エキスパートシステムで使用するプリンタを指定する

プリンタの設置や接続やプリンタドライバのインストール方法はご使用になるプリンタの説明書を参照してください。

ここでは歯科エキスパートシステムで使用するプリンタをどれにするか設定する方法について説明しています。設定せずに使用した場合、印刷時に問題が発生する可能性があります。必ずこの作業をおこなってください。

- ① [診療入力]画面メニューバーの[環境設定]→[全体システム設定]をクリックして「全体システムの設定」画面を起動します。以下の画面が表示されますので[通常利用するプリンタ]から使用するプリンタを選択して[更新]ボタンを押下します。



以上で、インストール作業は完了です。

ご利用方法は「09 マニュアル」というフォルダに保存されている、各種 PDF 文書をご覧ください。

評価版はインストール日から 1 年間利用できるようになっております。